

Closures Fermetures



PLASTIQUES
GOSSELIN

Closures for tubes / Fermetures pour tubes

TYPES OF CLOSURES

Winged plug:

- Guarantees a total seal. The base of the plug is full, thereby preventing any retention of blood when unplugging.

Straight plug:

- The plug is non-spill and has the same diameter as the tube, which facilitates use on a carrier and in a centrifuge.
- Holds very well on the tube

Skirted plug:

- Helps prevents contact with the contents of the tube when plugging and unplugging.

Screw cap:

- With a rapid screw thread, which guarantees complete leak tightness and retains the cap during all handling: transport, centrifugation, storage, etc.
- Helps prevents contact with the contents of the tube when screwing and unscrewing.
- Helps prevents micro-projections when opening the tube.

TYPES DE FERMETURES

Cape à ailettes :

- Garantit une étanchéité totale. Le fond du bouchon est plein évitant ainsi toute rétention de sang lors du débouchage.

Cape rentrante :

- Cape, non débordante, de même diamètre que le tube facilitant l'utilisation en portoir et en centrifugeuse.
- Très bonne tenue sur le tube

Cape coiffante :





- Evite le contact avec le contenu du tube lors du bouchage/débouchage.

Bouchon à vis :

- Muni d'un pas de vis rapide, il garantit une étanchéité totale et un maintien du bouchon lors de toutes les manipulations : transport, centrifugation, stockage,...
- Evite le contact avec le contenu du tube lors du bouchage/débouchage.
- Evite les micro-projections lors de l'ouverture du tube.

TUBE CODES CODES TUBES	TUBE inside Ø intérieur	STANDARD COLORS / COULEURS STANDARD													CASE QTY (bag x pièces) CARTON DE (sachets x pièces)	OTHER COLORS AUTRES COULEURS				
		STRAIGHT RENTRANT	WINGED A AILETTES	SKIRTED & STRAIGHT COIFFANT & RENTRANT	MATERIAL MATIERE	WHITE BLANC	RED ROUGE	BLUE BLEU	GREEN VERT	YELLOW JAUNE	BLACK NOIR	PINK ROSE	GREY GRIS	ORANGE ORANGE		PURPLE MAUVE	NATURAL NATUREL	MINIMAL ORDER QTY QTÉ CDE MINIMALE	Case x (bag x pièces) Carton x (sachets x pièces)	
TLF41	6,5	BF65			PE	03	02	01								10 000	(10 x 1000)	50 000	5 x (10 x 1000)	
TL40	9	B90				53	52	51	54						58	20 000	(4 x 5000)	80 000	4 x (4 x 5000)	
TL55 - TL75 TC12	10	BA100				03	32	31	34	35	00	20	37	60	39	38	15 000	(5 x 3000)	120 000	8 x (5 x 3000)
TH55 - TH65 TK75	11	B110				03	02	01	04	05					08	16 000	(4 x 4000)	80 000	5 x (4 x 4000)	
TH55 - TH65 TK75	11	BA110				23	22	21	24	25	00	20	27	60	29	28	15 000	(6 x 2500)	120 000	8 x (6 x 2500)
TLF10 - TL11 TR95 CCA16	13,5	B135				23	22	21	24	25					28	12 000	(6 x 2000)	72 000	6 x (6 x 2000)	
TLF10 - TL11 TR95 CCA16	13,5	BA135				03	02	01	04	05					08	6 000	(4 x 1500)	42 000	7 x (4 x 1500)	
TL95 FP5 CCA18	15	B150				53	52									10 000	(4 x 2500)	80 000	8 x (4 x 2500)	
TL95 FP5 CCA18	15	BA150				03	02									6 000	(4 x 1500)	42 000	7 x (4 x 1500)	
CC21 CCA21 CR21	18,5	B185				13	12								18	6 000	(6 x 1000)	48 000	8 x (6 x 1000)	
CC21 CCA21 CR21	18,5	BC185				03	02									4 000	(5 x 800)	32 000	8 x (5 x 800)	
CR30 CC30	29	B300				03	02									4 500	(9 x 500)	31 500	7 x (9 x 500)	
		SCREW CAP BOUCHON A VIS																		
		PE																		
TKV75 - TRV100	11	BV110				03	02	01	04	05		07		09	08	8 000	(4 x 2000)	120 000	15 x (4 x 2000)	
TRV95	13,5	BV135				03	02		04						08	8 000	(4 x 2000)	72 000	9 x (4 x 2000)	
TP5 - TP10	14	BV160				13	02	01	04	05					18	6 000	(6 x 1500)	72 000	12 x (6 x 1500)	
		SKIRTED COIFFANT																		
		PP																		
Contact us Nous consulter	16	BC24				03	02	01	04	05	00				08	4 000	(4 x 1000)	80 000	20 x (4 x 1000)	
Contact us Nous consulter	18	BC26				03	02	01	04	05					08	3 200	(4 x 800)	57 600	18 x (4 x 800)	

**OUR BROCHURES
NOS BROCHURES**




PLASTIQUES GOSSELIN

123, ROUTE DE CAESTRE - BORRE
59529 HAZEBROUCK CEDEX - FRANCE
www.plastiques-gosselin.fr

Dépt France

Tél. 03 28 41 93 03 - Fax 03 28 49 56 92
info@plastiques-gosselin.fr

Int'l sales

Tel. +33 (0)3 28 41 73 74 - Fax +33 (0)3 28 41 73 73
export@plastiques-gosselin.fr

Photographs and diagrams are for guidance only. References, dimensions and descriptions may be subject to variation without prior notice.
Photographies et schémas non contractuels. Les références, dimensions et conditionnements sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à variation sans préavis.